



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
بیمارستان ایثار ايجرود


تاریخ: ۹۳/۷/۲۶

بخش:

اتاق عمل

دستورالعمل استفاده از دستگاه بیهوشی

صفحه کلید



۱. دکمه تنظیم و چراغ های نمایشگر حالت دستگاه
۲. نمایشگر و کلید های کنترل حجم ونتیلاتور
۳. نمایشگر و کلید های کنترل تعداد تنفس
۴. نمایشگر و کلید های کنترل نسبت دم به بازدم
۵. صفحه نمایشگر LCD
۶. نمایشگر های خطر با اهمیت بالا
۷. کلید انتخاب حالت دستگاه (mode) و کلید قطع موقت آلارم صوتی mute
۸. کلید تنظیم محدوده فشار را های تنفسی
۹. کلیدهای جهتی
۱۰. کلید راه اندازی ونتیلاتور (آماده به کار)
۱۱. نمایشگرهای وضعیت برق دستگاه
۱۲. نمایشگر میزان فشار (Barograph)

پنجاب
درستان
پنجاب