

تاریخ: 93/7/26


بخش: بلوک
زایمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
بیمارستان ایثار ايجرود



دستورالعمل استفاده از دستگاه فتال مانیتورینگ

صفحه نمایش



۱- baseline of FHR wave

۲- روتنالی صفحه

۳- نمایشگر باطری

۴- ناحیه عددی FHR

-نمایشگر FHR

-نمایشگر ضربان قلب

-نمایشگر بلندگو

-نمایشگر آلارم

- نمایشگر FHR دوغلو

۵- ناحیه عددی TOCO

- نمایشگر مقدار UA

-نمایشگر FM

-نمایشگر baseline UA

۶- منوی بریستر

۷- شماره مشخصه بیمار

۸- تاریخ و ساعت

۹- گراف UA

۱۰- ناحیه نشانگر

۱۱- ناحیه نشانگر بیمار

۱۲- گراف FHR